

DE

**Gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel
für invasive Medizinprodukte
Reinigungsmittel mit quaternären Ammoniumverbindungen**

ACHTUNG

Eigenschaften

GERMOCID 2 % ist eine gebrauchsfertige Lösung für die Reinigung, Desinfektion und Dekontamination von invasiven Medizinprodukten vor dem Autoklavieren. GERMOCID 2 % mit breitem Wirkungsspektrum hat eine schnelle und effektive Reinigungs- und Desinfektionswirkung gegen Bakterien, Pilze, Mykobakterien und Viren (Adenovirus, HIV-HBV-HCV). GERMOCID 2 % ist bequem und einfach in der Anwendung, es wirkt nicht korrosiv und ist mit den in Arztpraxen üblichen Gegenständen kompatibel. Seine Wirkung wird bei der Verwendung in Ultraschallbädern verstärkt. Dank der hohen Wirksamkeit und Schnelligkeit von GERMOCID 2 % sowohl als Desinfektionsmittel als auch als Reinigungsmittel in Anwesenheit von organischem Material (Blut - Speichel - organische Exsudate) kann es für alle medizinischen, zahnmedizinischen und chirurgischen Instrumente und für Instrumente im Bereich der Ästhetik angewendet werden. Die Entfernung von Schmutz muss nicht durch mechanische Einwirkung erfolgen.

Gebrauchsanweisung: Die Anwendungsweise ist die folgende. Die zu behandelnden Instrumente je nach dem zu erreichenden Desinfektionsgrad und der gewünschten Einwirkzeit in die Lösung eintauchen. Vor der Verwendung mit reichlich Wasser abspülen. Die Lösung ist für maximal 24 Stunden wirksam.
Einwirkzeit: 15 Minuten gegen Bakterien und Pilze; 60 Minuten gegen Mykobakterien und Viren.

Zusammensetzung: 100,0 g des Produkts enthalten: Benzalkoniumchlorid 2,0 g; Orthophenylphenol 0,2 g; Beistoffe; gereinigtes Wasser, auf 100,0 g.

Warnhinweise: H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen. **H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.** H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. P280 Schutzhandschuhe, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen. P337-P313 Bei anhaltender Augenreizung ärztlichen Rat einholen. P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. Vor der Anwendung gut schütteln. Das Produkt ist unverträglich mit Reinigungsmitteln und anionischen Tensiden. An einem kühlen, trockenen Ort, fern von Wärmequellen aufbewahren. Nach dem Öffnen hat das Produkt bei korrekter Lagerung die auf dem Etikett angegebene Haltbarkeit. Nicht verwenden, wenn die Packung beschädigt ist.
Gewerbliche Verwendung.

Reinigungsmittel gemäß Verordnung (EG) 648/2004

Haltbarkeit: 3 Jahre

Partie und Verfallsdatum: Siehe Verpackung

MEDIZINPRODUKT CE 0546 Richtlinie 93/42/EWG

Hersteller:

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) - Italien - Tel. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

MADE IN ITALY

Die Warnhinweise können bei Aktualisierungen des Sicherheitsdatenblatts geändert werden