

ES

**Desinfectante listo para su uso  
para dispositivos médicos invasivos  
detergente con sales de amonio cuaternario**

**ATENCIÓN**

**Propiedades**

GERMOCID 2% es una solución lista para su uso para la limpieza, desinfección y descontaminación de dispositivos médicos invasivos antes de su esterilización en autoclave. GERMOCID 2%, con su amplio espectro, desarrolla una acción detergente y desinfectante rápida y eficaz contra bacterias, hongos, micobacterias y virus (adenovirus, VIH-VHB-VHC). Cómodo y fácil de usar, GERMOCID 2% no es corrosivo, es compatible con los componentes habituales usados en las consultas médicas y aumenta su acción cuando se usa en cubetas de ultrasonidos. La alta eficacia y rapidez de GERMOCID 2% tanto como desinfectante que como detergente en presencia de materia orgánica (sangre, saliva o exudados orgánicos) permite su uso en todo el instrumental médico, dental, quirúrgico y estético. La eliminación de la suciedad no requiere una acción mecánica.

**Instrucciones de uso:** Se usa tal cual. Sumergir los instrumentos que deben tratarse en la solución según el grado de desinfección que se desee obtener y el tiempo de contacto que se desee emplear. Aclarar abundantemente con agua antes de usar. La solución mantiene su eficacia durante un máximo de 24 horas. **Tiempo de contacto:** 15 minutos para bacterias y hongos; 60 minutos para micobacterias y virus.

**Composición:** 100,0 g de producto contienen: Cloruro de benzalconio 2,0 g; ortofenilfenol 0,2 g; coformulantes; agua depurada en cant. nec. a 100,0 g.

**Advertencias:** H319 Provoca irritación ocular grave. H315 Provoca irritación cutánea. **H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.** H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P391 Recoger el vertido. P280 Llevar guantes de protección y proteger los ojos/la cara. P337-P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. P391 Recoger el vertido. Agitar antes de usar. El producto es incompatible con detergentes y tensioactivos aniónicos. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Una vez abierto, el producto conserva la validez indicada en la etiqueta si se almacena correctamente. No utilizar envases dañados.  
Uso profesional.

**Detergente conforme al Reglamento (CE) 648/2004**

**Validez:** 3 años

**Lote y fecha de caducidad:** ver envase

**DISPOSITIVO MÉDICO CE 0546 Directiva europea 93/42/CEE**

**Fabricante:**

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01 938

[www.germo.it](http://www.germo.it) - [info@germodis.com](mailto:info@germodis.com)

MADE IN ITALY

*Las advertencias pueden variar con las actualizaciones de la ficha de seguridad del producto.*