

FR

**Désinfectant prêt à l'emploi  
pour dispositifs médicaux invasifs  
détergent aux sels d'ammonium quaternaire**

**ATTENTION**

**Propriétés**

GERMOCID 2% est une solution prête à l'emploi pour le nettoyage, la désinfection et la décontamination des dispositifs médicaux invasifs avant stérilisation. A large spectre produit, GERMOCID 2% effectue une action nettoyante et désinfectante rapide et efficace contre les bactéries, fungi, mycobactéries et virus (Adénovirus, VIH-HBV-VHC). Pratique et prête à l'emploi, GERMOCID 2% n'est pas corrosif, il est compatible avec les composants communément utilisés dans les cabinets médicaux et élève son action lorsqu'il est utilisé dans des bacs à ultrasons. La grande efficacité et rapidité de GERMOCID 2% tant comme désinfectant que comme détergent en présence de matières organiques (sang - salive - exsudats organiques), lui permet d'être utilisé sur tous les instruments médicaux, dentaires, chirurgicaux et esthétiques. L'élimination des salissures ne nécessite aucune action mécanique.

**Mode d'emploi :** Il est utilisé tel quel. Immergez les instruments à traiter dans la solution en fonction du degré de désinfection que vous souhaitez obtenir et du temps de contact que vous souhaitez utiliser. Rincer abondamment à l'eau avant utilisation. La solution rest efficace jusqu'à 24 heures. **Temps de contact :** 15 minutes vs Bactéries et fungi ; 60 minutes vs les Mycobactéries et les Virus.

**Composition :** 100,0 g contiennent : Chlorure de benzalkonium 2,0 g ; O-phénylphénol 0,2 g; co-formulants; eau purifiée q.s. à 100,0 g.

**Avertissements :** H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H315 Provoque une irritation cutanée. H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P273 Eviter le rejet dans l'environnement. P391 Recueillir le produit répandu. P280 Porter des gants de protection et protéger les yeux/le visage. P337-P313 Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. Agiter avant utilisation. Le produit est incompatible avec les détergents et les tensioactifs anioniques. Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Après ouverture, lorsqu'il est correctement stocké, le produit conserve la validité indiquée sur l'étiquette. N'utilisez pas d'emballage endommagé. Usage professionnel.

**Détergent Conforme au Règlement CE n° 648/2004**

**Validité:** 3 ans

**Lot et date d'expiration:** voir emballage

**MEDICAL DEVICE CE 0546 European Directive 93/42/ECC**

**Fabbricant:**

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01 938

[www.germo.it](http://www.germo.it) - [info@germodis.com](mailto:info@germodis.com)

MADE IN ITALY

*Les avertissements peuvent changer avec les mises à jour de la fiche de données de sécurité du produit*