

**HR**

**Gotovo dezinfekcijsko sredstvo  
za invazivne medicinske proizvode  
deterdžent s kvarternim amonijevim solima**

**UPOZORENJE**

**Svojstva**

GERMOCID 2 % gotova je otopina za čišćenje, dezinfekciju i dekontaminaciju medicinskih proizvoda prije sterilizacije u autoklavu. Širokog spektra, GERMOCID 2 % brz je i učinkovit deterdžent i dezinfekcijsko sredstvo protiv bakterija, gljivica, mikobakterija i virusa (Adenovirus, HIV-HBV-HCV). Praktičan i jednostavan za upotrebu, GERMOCID 2 % nije korozivan, kompatibilan je s uobičajenim komponentama koje se upotrebljavaju u liječničkim ordinacijama te povećava svoje djelovanje u ultrazvučnim kupkama. Visoka učinkovitost i brzina otopine GERMOCID 2 % bilo kao dezinfekcijskog sredstva ili kao deterdženta u prisutnosti organskog materijala (krv – slina – organski eksudati), omogućuje upotrebu na svim medicinskim, stomatološkim, kirurškim i estetskim instrumentima. Uklanjanjem prljavštine ne zahtijeva se mehaničko djelovanje.

**Način upotrebe:** Upotrebljava se takav kakav jest. Uronite instrumente koji se tretiraju u otopinu ovisno o stupnju dezinfekcije koji želite postići i vremenu djelovanja koje vam je potrebno. Temeljito isperite vodom prije upotrebe. Otopina je djelotvorna maksimalno 24 sata. **Vrijeme djelovanja:** 15 minuta za bakterije i gljivice; 60 minuta za mikobakterije i viruse.

**Sastav:** 100,0 g proizvoda sadrži: Benzalkonijev klorid 2,0 g; ortofenilfenol 0,2 g; koformulanti; pročišćena voda q.s. na 100,0 g.

**Upozorenja:** H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. H315 Nadražuje kožu. **H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš.** H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P391 Sakupiti proliveno/rasuto. P280 Nositi zaštitne rukavice i zaštitite oči/lice. P337-P313 Ako se nadraženosť oka nastavi, obratite se liječniku. P391 Sakupiti proliveno/rasuto. Protresti prije upotrebe. Proizvod je nekompatibilan s deterđentima i anionskim sufraktantima. Čuvati na svježem i suhom mjestu, daleko od izvora topline. Nakon otvaranja, ako se čuva pravilno, proizvod zadržava valjanost navedenu na naljepnici. Ne upotrebljavati oštećeno pakiranje. Za profesionalnu upotrebu.

**Deterđent je u skladu s Uredbom (EZ) br. 648/2004**

**Valjanost:** tri (3) godine

**Seriya i istek valjanosti:** vidi pakiranje

**MEDICINSKI PROIZVOD CE 0546, Europska direktiva 93/42/EEZ**

**Proizvođač:**

GERMO S.p.A. – Via Giotto 19/21 – 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01  
938

[www.germo.it](http://www.germo.it) - [info@germodis.com](mailto:info@germodis.com)

MADE IN ITALY

*Upozorenja se mogu razlikovati ovisno o ažuriranjima sigurnosnog lista  
proizvoda*