

HU

**Használatra kész fertőtlenítőszer
invazív orvostechnikai eszközökhöz
kvaterner ammóniumsókat tartalmazó tisztítószer**

FIGYELEM

Tulajdonságok

A GERMOCID 2% invazív orvostechnikai eszközöknek autoklávban történő sterilizálást megelőző tisztítására, fertőtlenítésére és szennyeződésmentesítésére szolgáló használatra kész oldat. A széles spektrumú GERMOCID 2% a baktériumok, gombák, mikobaktériumok és vírusok (adenovírus, HIV-HBV-HCV) ellen gyors és hatékony tisztító- és fertőtlenítőszer. A kényelmes és könnyen használható GERMOCID 2% nem korrozív, kompatibilis az orvosi rendelőkben rendszerint használt komponensekkel és ultrahangos tartályokban történő használata esetén fokozott hatást fejt ki. Mivel a GERMOCID 2% szerves anyagok (vér, nyál, szerves váladékok) esetében fertőtlenítőszerként és tisztítószerként is meglehetősen hatékony és gyors, az minden orvosi, fogászati, sebészeti és esztétikai műszereken használható. A szennyeződés eltávolítása nem igényel mechanikai beavatkozást.

Használati utasítás: Nem igényel előkészítést. Merítse a kezelendő műszereket az oldatba a fertőtlenítés eléri kívánt mértékének és a kívánt behatási időnek megfelelően. Használat előtt alaposan öblítse le vízzel. Az oldat hatása 24 órán át megmarad. **Behatási idő:** 15 perc a baktériumokkal és gombákkal, míg 60 perc a mikobaktériumokkal és vírusokkal szemben.

Összetétel: 100,0 g termék tartalmaz: benzalkónium-klorid 2,0 g; ortofenil-fenol 0,2 g; segédanyagok; 100,0 g termékhez szükséges mennyiségű tisztított víz.

Figyelmeztetések: H319 Súlyos szemirritációt okoz. H315 Bőrirritáló hatású. **H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.** H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P280 Védőkesztyű és szemvédő/arcvédő használata kötelező. P337-P313 Ha a szemirritáció nem múlik el, orvosi ellátást kell kérni. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Használat előtt felrázandó. A termék nem kompatibilis anionos tisztítószerrel és felületaktív anyagokkal. Hűvös, száraz helyen, hőforrásoktól távol tárolandó. Felbontás után, megfelelő tárolás esetén a termék megőrzi a címkén feltüntetett érvényességét. Ne használja, ha sérült a csomagolás. Csak szakipari használatra.

A 648/2004/EK rendeletnek megfelelő mosószer

Érvényességi idő: 3 év

Gyártási tétel és lejáratidő: lásd a csomagolást

EK 0546 ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ 93/42/EGK irányelv

Gyártó:

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tel.: 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

MADE IN ITALY

*A figyelmeztetések a termék biztonsági adatlapjának frissítésével
változhatnak*