

LV

**Lietošanai gatavs dezinfekcijas līdzeklis  
invazīvām medicīnas ierīcēm  
tīrīšanas līdzeklis ar četraizvietotā amonija sāļiem**

#### **BRĪDINĀJUMS**

##### **Īpašība**

GERMOCID 2% ir lietošanai gatavs šķīdums invazīvu medicīnas ierīču tīrīšanai, dezinfekcijai un atsārņošanai pirms sterilizācijas autoklāvā. Plaša spektra līdzeklim GERMOCID 2% ir ātra un efektīva tīroša un dezinficējoša iedarbība pret baktērijām, sēnītēm, mikobaktērijām un vīrusiem (adenovīrusi, HIV-HBV-HCV). GERMOCID 2% ir ērti un viegli lietojams, nav korozīvs, ir saderīgs ar parastajiem medicīnas iestādēs izmantotajiem komponentiem un pastiprina savu iedarbību, lietojot to ultraskaņas vannās. GERMOCID 2% augstā efektivitāte un ātrā iedarbība gan kā dezinfekcijas līdzeklim, gan kā tīrīšanas līdzeklim organisku materiālu (asiņu, siekalu, organisko izdalījumu) klātbūtnē ļauj to izmantot visiem medicīnas, zobārstniecības, ķirurģijas un skaistumkopšanas instrumentiem. Netīrumu noņemšanai nav nepieciešama mehāniska iedarbība.

**Lietošanas instrukcija:** Lietot tādu, kāds tas ir. Iegremdējiet apstrādājamus instrumentus šķīdumā atbilstoši vēlamajai dezinfekcijas pakāpei un izmantojamajam saskares laikam. Pirms lietošanas rūpīgi noskalojiet ar ūdeni. Šķīdums saglabā savu efektivitāti līdz pat 24 stundām. **Saskares laiks:** 15 minūtes pret baktērijām un sēnītēm; 60 minūtes pret mikobaktērijām un vīrusiem.

**Sastāvs:** 100,0 g produkta satur: 2,0 g benzalkonija hlorīda; 0,2 g ortofenilfenola; līdzformulantus; attīrītu ūdeni pēc vajadzības uz 100,0 g.

**Brīdinājumi:** H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H315 Kairina ādu. **H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem.** H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu. P280 Lietot aizsargcimdus un acu/sejas aizsarglīdzekļus. P337-P313 Ja acu kairinājums nepāriet, meklēt medicīnisko palīdzību. P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu. Pirms lietošanas sakratīt. Produkts nav saderīgs ar tīrīšanas līdzekļiem un anjonu virsmaktīvajām vielām. Uzglabāt vēsā, sausā vietā prom no siltuma avotiem. Pēc atvēršanas, ja produkts tiek pareizi uzglabāts, tas paliek derīgs līdz datumam, kas norādīts uz etiķetes. Neizmantojot, ja iepakojums ir bojāts. Profesionālai lietošanai.

**Tīrīšanas līdzeklis atbilst Regulas (EK) Nr. 648/2004 prasībām**

**Derīguma termiņš:** 3 gadi

**Partija un derīguma termiņš:** skatīt iepakojumu

**MEDICĪNAS IERĪCE CE 0546 Eiropas direktīva 93/42/EEK**

**Ražotājs:**

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tālr. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

RAŽOTS ITĀLIJĀ

*Brīdinājumi var mainīties līdz ar produkta drošības datu lapas atjaunināšanu*