

NL

**Desinfecteermiddel klaar voor gebruik  
voor invasieve medische hulpmiddelen  
reinigingsmiddel met quaternaire ammoniumzouten**

**WAARSCHUWING**

**Eigenschappen**

GERMOCID 2% is een gebruiksklare oplossing voor het reinigen, desinfecteren en ontsmetten van invasieve medische hulpmiddelen voorafgaand aan de sterilisatie in een autoclaaf. Met zijn brede spectrum heeft GERMOCID 2% een snelle en doeltreffende reinigende en desinfecterende werking tegen bacteriën, schimmels, mycobacteriën en virussen (Adenovirus, HIV-HBV-HCV). GERMOCID 2% is handig en gemakkelijk te gebruiken, is niet corrosief, is compatibel met de normale componenten die in medische praktijken worden gebruikt en versterkt zijn werking wanneer het in een ultrasoon bad wordt gebruikt. De grote doeltreffendheid en snelheid van GERMOCID 2% als desinfecteermiddel en als reinigingsmiddel in aanwezigheid van organisch materiaal (bloed - speeksel - organisch exsudaat), maakt het gebruik ervan op alle medische, tandheelkundige, chirurgische en esthetische instrumenten mogelijk. Voor het verwijderen van vuil is geen mechanische actie nodig.

**Gebruik:** Gebruik het zoals het is. Dompel de te behandelen instrumenten onder in de oplossing naar gelang van de ontsmetting die u wilt verkrijgen en de gewenste contacttijd. Voor gebruik grondig afspoelen met water. De oplossing blijft maximaal 24 uur werkzaam. **Contact tijden:** 15 minuten tegen Bacteriën en Schimmels; 60 minuten tegen Mycobacteriën en Virussen.

**Samenstelling:** 100,0 g van het product bevat: Benzalkoniumchloride 2,0 g; Orthofenylfenol 0,2 g; co-formulanten; gezuiverd water q.q. voor 100,0 g.

**Signaalwoorden:** H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H315 Veroorzaakt huidirritatie. **H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.** H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. P280 Draag beschermende handschoenen en bescherm de ogen/het gezicht. P337-P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. Schudden voor gebruik. Het product kan niet gebruikt worden in combinatie met reinigingsmiddelen en anionogene oppervlakteactieve stoffen.  
Op een droge en koele plaats buiten bereik van warmte bewaren.  
Na het openen behoudt het product de geldigheid die op het etiket is vermeld, mits het correct wordt bewaard. Gebruik geen beschadigde verpakkingen.  
Voor professioneel gebruik.

**Reinigingsmiddel overeenkomstig EG-reglement 648/2004**

**Geldigheid:** 3 jaar

**Lot en houdbaarheid:** zie verpakking

**MEDISCH HULPMIDDEL EG 0546 Europese Richtlijn 93/42/EGC**

**Fabrikant:**

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01 938

[www.germo.it](http://www.germo.it) - [info@germodis.com](mailto:info@germodis.com)

MADE IN ITALY

*De waarschuwingen kunnen wijzigen als het veiligheidsinformatieblad van het product wordt bijgewerkt.*