

PT

**Desinfetante pronto à utilização  
para dispositivos médicos invasivos  
detergente com sais de amónio quaternário**

**ATENÇÃO**

**Propriedades**

GERMOCID 2% é uma solução pronta a utilizar para a detersão, desinfeção e descontaminação de dispositivos médicos invasivos antes da esterilização em autoclavagem. Com amplo espectro, GERMOCID 2% tem uma ação de limpeza e desinfeção rápida e eficaz contra bactérias, fungos, micobactérias e vírus (Adenovírus, HIV-HBV-HCV). Prático e fácil de usar, GERMOCID 2% é não corrosivo, compatível com os componentes normais utilizados na prática médica e aumenta a sua ação quando utilizado em banhos ultrassónicos. A alta eficácia e rapidez da GERMOCID 2% tanto como desinfetante como detergente na presença de matéria orgânica (sangue - saliva - exsudados orgânicos), permite a sua utilização em todos os instrumentos médicos, dentários, cirúrgicos e estéticos. A remoção de sujidade não requer ação mecânica.

**Modo de utilização:** Utilize como está. Mergulhar os instrumentos a tratar na solução consoante o grau de desinfeção que se pretende obter e o tempo de contacto que se deseja empregar. Enxaguar abundantemente com água antes de utilizar. A solução permanece eficaz por até 24 horas. **Tempo de contacto:** 15 minutos vs Bactérias e Fungos; 60 minutos contra Micobactérias e Vírus.

**Composição:** 100,0 g de produto contêm: Cloreto de benzalcónio 2,0 g; Ortofenilfenol 0,2 g; co-formulantes; água purificada q.b. 100,0 g.

**Advertências:** H319 Provoca irritação ocular grave. H315 Provoca irritação cutânea. **H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.** H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. P273 Evitar a libertação para o ambiente. P391 Recolher o produto derramado. P280 Usar luvas de proteção e proteger os olhos os olhos/o rosto. P337-P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. P391 Recolher o produto derramado. Agitar antes de utilizar. O produto é incompatível com detergentes e tensoativos aniónicos. Conservar em local fresco e seco, ao abrigo de fontes de calor. Após a abertura, o produto mantém a validade indicada na etiqueta se for armazenado corretamente. Não utilizar embalagens danificadas. Utilização profissional.

**Detergente em conformidade com o Regulamento (CE) 648/2004**

**Validade:** 3 anos

**Lote e data de validade:** ver embalagem

**DISPOSITIVO MÉDICO CE 0546 Diretiva Europeia 93/42/ECC**

**Fabricante:**

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

FABRICADO EM ITÁLIA

*As advertências podem mudar com as atualizações da ficha de segurança de segurança do produto*