

RU

**Готовое к использованию дезинфицирующее средство
для обработки инвазивных медицинских изделий
детергент с четвертичными аммониевыми соединениями**

ВНИМАНИЕ

Свойства

GERMOCID 2% — это готовый к использованию раствор для очистки, дезинфекции и обеззараживания инвазивных медицинских изделий перед их стерилизацией в автоклаве. GERMOCID 2% является детергентом широкого спектра действия для быстрой, эффективной очистки и борьбы с бактериями, грибами, микобактериями и вирусами (анденовирусы, ВИЧ-Гепатит В-Гепатит С). GERMOCID 2% простой и удобный в использовании, не вызывает коррозии и совместим с компонентами, которые обычно используются в медицинских учреждениях. Действие раствора усиливается при использовании в ультразвуковых ваннах. Высокая эффективность и быстрое действие GERMOCID 2% как в качестве дезинфицирующего средства, так и в качестве детергента для удаления органического материала (кровь - слюна - органические экссудаты) позволяет использовать продукт для обработки всех медицинских изделий, стоматологических и хирургических инструментов, инструментов, используемых в эстетической медицине. Удаление загрязнений не требует механического воздействия.

Применение: раствор готов к использованию. Погрузите обрабатываемые инструменты в раствор в соответствии со степенью дезинфекции, которую вы хотите получить, и временем контакта, которое вы хотите использовать. Перед использованием промойте изделия большим количеством воды. Раствор действует до 24 часов. **Длительность контакта:** 15 минут против бактерий и грибов; 60 минут против микобактерий и вирусов.

Состав: 100,0 г продукта содержат: Бензалкония хлорид 2,0 г; ортофенилфенол 0,2 г; коформулянты; очищенная вода (количество, достаточное на 100,0 г продукта).

Предупреждения: H319 Вызывает сильное раздражение слизистой оболочки глаз. H315 Вызывает раздражение кожи. **H400 Высокий уровень токсичности для водных организмов.** H411 Токсичен для водных организмов с долгосрочными последствиями. P273 Не выбрасывайте в окружающую среду. P391 Удаляйте пролитый раствор с поверхностей. P280 Надевайте защитные перчатки и используйте средства для защиты глаз и лица. P337-P313 В случае длительного раздражения глаз обратитесь к врачу. P391 Удаляйте пролитый раствор с поверхностей. Взболтайте перед использованием. Продукт несовместим с моющими средствами и анионными поверхностно-активными веществами. Хранить в сухом, прохладном месте вдали от источников тепла. Срок годности указан на этикетке: после открытия и при правильном хранении. Не используйте продукт, если его упаковка повреждена. Для профессионального использования.

Детергент соответствует требованиям Постановления ЕС № 648/2004 г.

Срок действия: 3 года

Партия и срок годности: см. упаковку

ПРОДУКТ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЕС 0546 Европейская директива 93/42/ЕЭС

Производитель:

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Кормано (Милан) Тел. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

По мере обновления информации в паспорте безопасности продукта в предупреждения могут быть внесены изменения