

TR

**Kullanıma hazır dezenfektan
invazif tıbbi cihazlar için
kuaterner amonyum tuzu içeren deterjan**

DİKKAT

Özellikler

GERMOCID 2%, otoklavda sterilizasyondan önce invazif tıbbi cihazların temizlenmesi, dezenfekte edilmesi ve dekontamine edilmesi için kullanıma hazır bir solüsyondur. Geniş bir spektruma sahip olan GERMOCID 2%, bakterilere, funguslara, mikobakterilere ve virüslere (Adenovirüs, HIV-HBV-HCV) karşı hızlı ve etkili bir temizlik ve dezenfeksiyon faaliyeti sağlar. Kullanımı kolay ve rahat olan GERMOCID 2%, korozif değildir, tıbbi işyerlerinde kullanılan normal komponentlerle uyumludur ve ultrasonlu küvetlerde kullanılırsa faaliyetini artırır. GERMOCID 2%'nin organik materyallerin (kan - tükürük - organik eksüdalar) varlığında hem dezenfektan hem de deterjan olarak yüksek etkinliği ve hızı, tüm tıbbi, dental, cerrahi ve estetik cihazlarda kullanımına izin verir. Kirin giderilmesi mekanik aksiyon gerektirmez.

Kullanım şekli: Olduğu gibi kullanılır. Muameleye tabi tutulacak aletleri elde edilmek istenen dezenfeksiyona ve kullanılmak istenen temas süresine göre solüsyona daldırın. Kullanımdan önce bol suyla durulayın. Solüsyon etkinliğini maksimum 24 saat korur. **Temas süreleri:** Bakteriler ve Funguslara karşı 15 dakika; Mikobakterilere ve Virüslere karşı 60 dakika.

Bileşimi: 100,0 g ürün şunları içerir: Benzalkonyum klorür 2,0 g; Ortofenilfenol 0,2 g; koformülanlar; 100,0 g'a tamamlayacak kadar saf su.

Uyarılar: H319 Ciddi göz tahrişine yol açar. H315 Cilt tahrişine yol açar. **H400 Sucul ortamda çok toksiktir.** H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. P273 Çevreye verilmesinden kaçının. P391 Döküntüleri toplayın. P280 Koruyucu eldiven/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P337-P313 Göz tahrişinin geçmemesi halinde, tıbbi tavsiye alın/doktorunuza başvurun. P391 Döküntüleri toplayın. Kullanmadan önce sallayın. Ürün deterjanlar ve anyonik surfaktanlarla uyumlu değildir. Serin, kuru ve ısı kaynaklarından uzak bir yerde saklayın. Ürün, açıldıktan sonra eğer doğru bir şekilde saklanırsa etiket üzerinde bulunan son kullanım tarihine kadar kullanılabilir. Hasar görmüş paketleri kullanmayın. Profesyonel kullanım içindir.

AT 648/2004 no'lu yönetmeliğe uygun deterjan

Geçerlilik: 3 yıl

Parti ve son kullanım tarihi: pakete bakınız

TIBBİ CİHAZ CE 0546 Avrupa Direktifi 93/42/ECC

Üretici:

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

MADE IN ITALY

*Ürünün güvenlik bilgi formunun güncellenmesiyle birlikte uyarılarda
değişiklik yapılabilir*